

## 1 AEDが来たらまず電源を入れる

- AEDのふたを開け、電源ボタンを押します。  
(ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。)
- 後はAEDの音声メッセージに従ってください。



## 2 電極パッドを貼る

- 傷病者の衣服を取り除きパットの絵のとおり胸と脇腹に貼る
- コネクターを差し込んだり、ちゃんと接続されているか確認してください。

成人には成人用パッドを  
小児には小児用パッドを  
貼ってください。  
※乳児にはAEDを使用  
しないでください。



### 《注意事項》

- 汗をかいていたり濡れていたらふき取ってください
- パッドが密着するようしっかり貼り付けてください
- 貼り薬等を貼っていたらはがしてください
- ペースメーカーがある場合は3センチ以上離して貼ってください
- 金属類を身につけている時はできるだけ外してください
- 胸毛が濃い場合は予備のパッドを張り付け剥ぎ取ってください

## 3 心電図の解析

- パッドを貼ると自動的に心電図の解析を開始します
- 「患者に触れないでください」等のメッセージが流れたら触れないように周囲の人に注意を促し、離れているか確認してください。



## 4 除細動(ショック)を行う

- 除細動(ショック)が必要であれば「ショックが必要です」等のメッセージが流れます。
- 再度患者から離れているのを確認し点滅する除細動ボタンを押してください。



## 5 除細動(ショック)後も音声メッセージにしたがう

- 電気ショックを完了すると、ただちに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を再開します。
- 再開して2分(胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせを5サイクル)経ったらAEDは自動的に心電図の解析を再び行います。

